

Poznámky

Použitím je blízka HBC3, neboť se jedná o dvě nejběžnější směsi na zprůchodnění jater při stísnění čchi jater. HBC3 cílí výhradně na stísnění čchi jater, které může být i závažné. HAX5 cílí na stísnění čchi jater s prázdnou krví a sleziny, tzn. mírněji rozptýluje, ale více vyživuje, a je tak vhodnější u osob s prázdnou a pro dlouhodobější užívání.

Použitím je rovněž blízka XJC4, neboť se jedná o dvě nejběžnější směsi na zprůchodnění jater s přítomností silné emoční složky. XJC4 rozhýbává čchi a krev a používá se výhradně u stavů plnosti, resp. zásadnějších stísnění a stagnace – kromě čchi též tekutin, krve apod. HAX5 se naopak používá u kombinovaných stavů plnosti a prázdnosti.